



COVID-19
CoronaVirus

DISIFIN[®]KW tech

DISIFIN[®]KW med

DISIFIN[®]KW animal

DISIFIN[®]KW Desinfektionsmittel Tabletten

**Innovativ, wirtschaftlich, nachhaltig und ökologisch.
Die Plastiksteuer kommt in 2021 !**

Die Kiesewetter GmbH ist Ansprechpartner für **DISIFIN[®]KW** Produkte in Deutschland.

DISIFIN[®]KW ist ein hochkonzentriertes, universelles, effektives und biologisch abbaubares Flächendesinfektionsmittel. Das Produkt kann auch zur Wäschedesinfektion eingesetzt werden.

DISIFIN[®]KW ist ein Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum, dessen Wirksamkeit gegen beinahe alle Arten von Mikroorganismen wie Gram-positive und Gram-negative Bakterien, nackte und umhüllte Viren, Pilze, Hefen und Parasiten bewiesen ist. So gewährleistet **DISIFIN[®]** hervorragende Ergebnisse bei allen professionellen Hygieneanforderungen.

DISIFIN[®]KW gibt es in den Ausprägungen **tech** (Gebäude, Facility, Flächen, ...) **med** (Medizinbereiche, Labore, ... und **animal** (Tierbereich, Ställe, Zucht...).

Die Produkte sind nach EN Normen geprüft (EN 1276, EN 13713, EN 14675, EN 1657) und BAuA registriert.

Die aktuelle Diskussion und der Beschluss zur europäischen Plastiksteuer ab 2021 machen dieses Produkt hochinteressant; zudem ist es preislich unschlagbar !

Das Produkt ist ideal für Gebäudereiniger, Facility Dienstleister, Alten- und Pflegeheime, Flughäfen, Krankenhäuser, Hotels, Gaststätten u.v.m.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Anfragen bitte unter disifin@kieserol.de

KIESEWETTER
Desinfektion . Hygiene

DISIFIN[®] KW tech

Beschreibung

DISIFIN[®] KW tech ist ein neuartiges Desinfektionsmittel in Tablettenform.

Wo immer starker Publikumsandrang herrscht und gleichzeitig ein mehr oder minder feuchtes Milieu entsteht, beschleunigen Bakterien, Pilze und Viren und andere Mikroorganismen ihr Wachstum und können beim Menschen zu ernsthaften Infektionen führen.

Anwendungsbereiche

DISIFIN[®] KW tech Desinfektionstabletten zur Flächendesinfektion sorgt für absolute hygienische Sauberkeit und dies ist die Voraussetzung für den Betrieb von stark frequentierten Einrichtungen wie Büroflächen, Eingangsbereichen, Fitness-Centern, Kantinen, Küchen- und Thekenbereichen, Saunen / Solarien, Pflegeheimen, Schulen, Sportzentren etc.

Auch für Luftentfeuchter und Hydrotherapie geeignet.

Anwendung

DISIFIN[®] KW tech ist einfach und sicher anzuwenden.

Die Tablette löst sich in Wasser (warm) auf und liefert sofort eine gebrauchsfertige, hochwirksame und langlebige Desinfektionslösung.

Routinemäßige Flächendesinfektion

1 Tablette zu 500 ml warmem Wasser (0,5%tige Lösung / 5000 ppm) geben und 15 Minuten einwirken lassen.

Standard-Flächendesinfektion

1 Tablette zu 2,5 Liter warmem Wasser (0,1%tige Lösung 1000 ppm) geben und 60 Minuten einwirken lassen

Schnelle Flächendesinfektion

2 Tabletten zu 2,5 Litern warmem Wasser (2,0%tige Lösung, 20.000 ppm) geben und 2 Minuten einwirken lassen

Oberflächen und Materialien

DISIFIN[®] KW tech kann sicher auf allen Oberflächen wie Holz, Glas, Kunststoff, Metall, Stoff und Gummi einschließlich Polycarbonat ohne nachteilige Auswirkungen verwendet werden; siehe auch Korrosionsschutztablette.

Empfohlene Dosierung

Ein in 500 ml Wasser gelöster Disifin-Tab ergibt eine 0,5%tige Desinfektionslösung für die Routinedesinfektion.

Prüfungen . Zulassung

Geprüft nach EN-Normen

- EN 1276
- EN 13713
- EN 14675
- EN 1657

BAuA registriert

- Nr.: N24812

Verpackungsgrößen

Tabletten

- 25er Tab Dose . 1 Karton a 50 x 25er Dose
- 200er Tab Dose . 1 Karton a 10 x 200er Dose

Palettengröße

- 25er Dose . 210 Kartons
- 200er Dose . 150 Kartons

Ihr Partner für DISIFIN[®] KW Produkte

 **KIESEWETTER**
Desinfektion . Hygiene

Kiesewetter GmbH...und die Chemie stimmt

Maybachstr. 8b
51381 Leverkusen

Tel. 02171 9128055
Fax 02171 9128054

Anfragen bitte unter disifin@kieserol.de

DISIFIN[®] KW med

Beschreibung

DISIFIN[®] KW med ist ein neuartiges Desinfektionsmittel in Tablettenform.

Wo immer starker Publikumsandrang herrscht und gleichzeitig ein mehr oder minder feuchtes Milieu entsteht, beschleunigen Bakterien, Pilze und Viren und andere Mikroorganismen ihr Wachstum und können beim Menschen zu ernsthaften Infektionen führen.

Anwendungsbereiche

DISIFIN[®] KW med Desinfektionstabletten zur Flächendesinfektion im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich, z. B. in Praxen, Labors, Pflegeheimen und Wartezimmern, Flure, Eingangsbereiche...

Anwendung

DISIFIN[®] KW med ist einfach und sicher anzuwenden.

Die Tablette löst sich in Wasser (warm) auf und liefert sofort eine gebrauchsfertige, hochwirksame und langlebige Desinfektionslösung.

Routinemäßige Flächendesinfektion

1 Tablette zu 500 ml warmem Wasser (0,5%tige Lösung / 5000 ppm) geben und 15 Minuten einwirken lassen.

Standard-Flächendesinfektion

1 Tablette zu 2,5 Liter warmem Wasser (0,1%tige Lösung 1000 ppm) geben und 60 Minuten einwirken lassen

Schnelle Flächendesinfektion

2 Tabletten zu 2,5 Litern warmem Wasser (2,0%tige Lösung, 20.000 ppm) geben und 2 Minuten einwirken lassen

Oberflächen und Materialien

DISIFIN[®] KW med kann sicher auf allen Oberflächen wie Holz, Glas, Kunststoff, Metall, Stoff und Gummi einschließlich Polycarbonat ohne nachteilige Auswirkungen verwendet werden; siehe auch Korrosionsschutztafel.

Empfohlene Dosierung

Ein in 500 ml Wasser gelöster Disifin-Tab ergibt eine 0,5%tige Desinfektionslösung für die Routinedesinfektion.

Prüfungen . Zulassung

Geprüft nach EN-Normen

- EN 1276
- EN 13713
- EN 14675
- EN 1657

BAuA registriert

- Nr.: N24812

Verpackungsgrößen

Tabletten

- 25er Tab Dose . 1 Karton a 50 x 25er Dose
- 200er Tab Dose . 1 Karton a 10 x 200er Dose

Palettengröße

- 25er Dose . 210 Kartons
- 200er Dose . 150 Kartons

Ihr Partner für DISIFIN[®] KW Produkte

 **KIESEWETTER**
Desinfektion . Hygiene

Kiesewetter GmbH...und die Chemie stimmt

Maybachstr. 8b
51381 Leverkusen

Tel. 02171 9128055
Fax 02171 9128054

Anfragen bitte unter disifin@kieserol.de

DISIFIN[®] KW animal

Beschreibung

DISIFIN[®] KW animal kann zur Desinfektion aller Bereiche des Landwirtschaftsbetriebs verwendet werden:
Stallungen, Geräte, Nutzfahrzeuge.

Anwendung als Spray mittels Zerstäuber oder mit (Thermal-) Nebelgeräten. **DISIFIN[®] KW animal** ist bei der intensiven Viehhaltung gegen zahlreiche Bakterien, Pilze und Viren hochwirksam. Zur Melkzeug- und Zubehöresinfektion in der Milchwirtschaft.

Breites Wirkungsspektrum

- Lösung nicht materialschädigend
- Einfacher und vielseitiger Gebrauch – einfach in klarem Wasser auflösen
- Stabil und schnell biologisch abbaubar
- Keine Bildung von Resistenzen

DISIFIN[®] KW animal ist ein sicheres und einzigartiges Oberflächendesinfektionsmittel auf der Basis von organisch gebundenem Chlor. Es besticht durch seine langanhaltende Wirkung gegen Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen (ohne Resistenzbildung bedingt durch Zerstörung der DNA/RNA von Mikroben). Anwendungsbeispiele (Auszug)

Bakterien

Actinobacilluspleuropneumoniae, Enterobacteria, E. coli, Lawsonia intracellularis, Listeria, Pseudomonas sp, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis

Viren

Aujeszky virus, Encephalomyocarditis virus, Porcines Parvovirus, Reovirus, Afrik. Schweinepestvirus, Schweinefiebertivirus, Teschovirus, Swine Vesicular Disease Virus, ECBO virus (orphan virus), Virus der Maul- und Klauenseuche, Pockenvirus, Vogelgrippe-Virus, Geflügel-Virus, Celo Virus, Newcastle-KrankheitVirus, Gumboro-Virus, Infektiöse Bronchitis- und Bursitisvirus, Pseudo Vogelpest Virus.

Anwendung

Gebäude- und Oberflächendesinfektion

Sind die Gebäude zwischen den einzelnen Produktionszyklen leer, zunächst gründliche reinigen und dann zur Desinfektion **DISIFIN[®] KW animal** sprühen, zerstäuben oder vernebeln. Verwenden Sie zum Sprühen 0,4 L / m² einer 3%-igen Lösung.

Es ist leicht biologisch abbaubar und aquatisch sicher.

Die Lösung bleibt geschützt (in der UV-geschützten Sprühflasche) bis zu 4 - 6 Wochen aktiv und kann für alle Arten von Oberflächen, Kunststoffen, Metallen, Edelstahl und Holz verwendet werden.

Prüfungen . Zulassung

Geprüft nach EN-Normen

- EN 1276
- EN 13713
- EN 14675
- EN 1657

BAuA registriert

- Nr.: N24812

Verpackungsgrößen

Tabletten

- 25er Tab Dose . 1 Karton a 50 x 25er Dose
- 200er Tab Dose . 1 Karton a 10 x 200er Dose

Palettengröße

- 25er Dose . 210 Kartons
- 200er Dose . 150 Kartons

Ihr Partner für DISIFIN[®] KW Produkte


Desinfektion . Hygiene

Kiesewetter GmbH...und die Chemie stimmt

Maybachstr. 8b
51381 Leverkusen

Tel. 02171 9128055
Fax 02171 9128054

Anfragen bitte unter disifin@kieserol.de